

MediCap® USB300

Hur man uppgraderar

Vad är nytt i den senaste programvaran?

Du kan lägga till nya funktioner till USB300, genom att uppgradera enhetens programvara.¹ Den senaste utgåvan av programvaran (110701) inkluderar följande förbättringar:

- **Utskrift** – Nu kan du skriva ut bilder till Sony UP-DR80MD medicinska färgskrivare. För mer detaljerad information, se *MediCap USB300 - Utskriftsguide*. MediCaptureguider finns tillgängliga på medicapture.com/support.
- **Spela in på en nätverkshårddisk** – Med USB300 kan du alltid spela in på dess interna hårddisk eller på en extern USB-hårddisk. Den nya programvaran lägger till ett tredje inspelningssalternativ: nu kan du spela in "över nätverket" på en nätverkshårddisk. För mer information, se *MediCap USB300 - Nätverksguide*.
- **Kopiera från den interna hårddisken** – Du kan nu kopiera videor och bilder från den interna hårddisken på USB300 till en extern USB-hårddisk. För mer information, se *MediCap USB300 - Bruksanvisning*.
- **Formatera en USB-hårddisk** – USB300 kan nu enkelt formatera en USB-hårddisk. Detta säkeställer att hårddisken är kompatibel med USB300.
- **Granska föregående patientsessioner** – Utöver att du kan granska videor från den aktuella patientens inspelningssession, så kan du nu även granska videor från föregående sessioner. Denna funktion finns tillgänglig när man spelar in på den interna hårddisken eller till en extern USB-hårddisk, men inte när man spelar in på en nätverkshårddisk (i det fallet kan du endast granska videor från den aktuella sessionen). För mer information, se *MediCap USB300 - Bruksanvisning*.

Hur man uppgraderar programvaran för USB300

1. Skapa en "Uppgradera flash-hårddisk". För att kunna göra det, hämta ner "Uppgraderings-filen" (Upgrade File) och kopiera över den till en tom USB-flash-hårddisk. Uppgraderings-filen har namnet "usb300-xxxxxx.upd" där "xxxxxx" står för versionsnumret. Om MediCapture inte redan har tillhandahållit dig med en webblänk där du kan hämta ner Uppgraderings-filen, skicka annars en e-postbegäran till: support@medicapture.com.
2. Slå på USB300 och sätt i Uppgradera flash-hårddisken i frontpanelen.
3. Tryck på *Meny*-knappen (*Menu*). Huvudmenyn visas.
4. Använd pil-knapparna för att markera "Avancerad" (Advanced) och tryck på *Välj*-knappen (*Select*). Den Avancerade val-menyn visas.
5. Välj "Uppgradera" (Upgrade). Uppgraderingsskärmen visas.
6. Välj "Uppgradera". Bekräftelseskärmen för uppgradering visas. Välj "Uppgrade" igen, vilket startar uppgraderingsprocessen.
Mycket viktigt: *Ta inte bort flash-hårddisken eller stäng av enheten under uppgraderingsprocessen.*
7. Uppgraderingsprocessen tar 3-4 minuter. Du vet att processen är fullbordad när detta meddelande visas: "Uppgradering fullbordad: Starta om enheten genom att stänga av den". (Upgrade Complete: Restart device by switching power off). USB300 har nu uppgraderats och är redo att kunna användas.

¹ För att kontrollera vilken programvaruversion du har, använd valet Aktuella inställningar (Current Settings) i Avancerade val-menyn (Advanced Menu).