

MediCap® USB300. Руководство по выводу на печать.

Для версий программно-аппаратного обеспечения 110701 и выше¹

В USB300 предусмотрена возможность вывода изображений на медицинский цветной принтер Sony UP-DR80MD.² Подробно о данном принтере – см. документацию компании Sony.

Порядок подключения принтера

Соедините принтер с одним из разъемов USB на задней панели USB300 с помощью кабеля, входящего в комплект поставки принтера. Включите кабель питания принтера в штепсельную розетку. Убедитесь в том, что принтер включен и заправлен чернилами и бумагой. Дальнейшей настройки параметров принтера или USB300 не требуется.

Порядок вывода на печать

При выводе на печать одно, два или три изображения «ставятся в очередь» и затем распечатываются на одной странице. При осуществлении данных шагов следует пользоваться только кнопками управления USB300; кнопки управления принтером при этом не используются.

1. После записи ряда изображений нажатием кнопки *Выбор* выберите *Режим просмотра*.
2. Пользуясь кнопками навигации (стрелками), выведите на экран изображение, которое вы собираетесь распечатать.
3. Нажмите кнопку *Меню*. Появится экран *Печати*. Он предоставляет три возможности для выбора: *Назад*, *Печать* и *Быстрая печать*.
4. Выберите параметр *Печать*. Тем самым вы загрузите первое изображение в очередь на печать.
5. Нажмите *Назад*. Вы возвратитесь в режим просмотра.
6. Повторяя шаги с 2 по 5, загрузите второе и третье изображения в очередь на печать.
7. По загрузке третьего изображения в очередь на печать осуществляется автоматическая печать страницы с данными тремя изображениями, после чего очередь на печать очищается.

Для того, чтобы распечатать менее трех изображений, воспользуйтесь кнопкой *Быстрая печать* после загрузки одного или двух изображений.

Замечания по печати

- Номер истории болезни распечатывается сверху каждого изображения, а номер изображения – рядом с изображением. При использовании вами функции информации о пациенте данные о нем указываются сверху каждой страницы (фамилия, имя и т. д.).
- В нижнем левом углу экрана *Печати* указывается оставшееся в рулоне заправленной в принтер бумаги количество страниц.
- В стандартном режиме на печать выводятся изображения, полученные в ходе текущей серии. Для печати изображений, полученных в ходе предшествующих сеансов, пользуйтесь функцией *Просмотр сведений о пациенте*.³ Чтобы воспользоваться данной функцией, находясь в *Режиме просмотра*, выберите *Управление архивами*, а затем – *Просмотр сведений о пациенте*. Тем самым вы получите возможность ознакомиться с изображениями, полученными в ходе предшествующих приемов того или иного пациента. Обнаружив изображение, которое вы хотели бы распечатать, нажмите кнопку *Меню* (см. шаг 3 выше). Подробно о функции *Просмотр сведений о пациенте* см. в «USB300. Руководство пользователя», имеющемся в разделе *Поддержка* интернет-ресурса medicapture.com.
- В отсутствие соединения между принтером и USB300 выход в экран *Печати* из *Режима просмотра* при помощи кнопки *Меню* (см. шаг 3 выше) невозможен.

¹ Положения настоящего документа распространяются на видео-рекордеры USB300 с версией программно-аппаратного обеспечения 110701 и выше. Для того, чтобы определить установленную на вашем устройстве версию, воспользуйтесь опцией *текущие настройки* расширенного меню. Документация по предшествующим версиям программно-аппаратного обеспечения – см. medicapture.com/support. За поддержкой при обновлении версии обращайтесь по адресу: support@medicapture.com.

² На момент издания иные модели принтеров не поддерживаются.

³ У устройств, предусматривающих запись на сетевой диск, данная функция отсутствует.