

Guía de impresión de MediCap® USB300

Se aplica al firmware 110701 y superior¹

La unidad MediCap USB300 puede imprimir imágenes en la impresora color de uso médico Sony UP-DR80MD². Para obtener información detallada sobre esta impresora, consulte la documentación disponible a través de Sony.

Cómo conectar la impresora

Conecte la impresora a uno de los puertos USB en la parte posterior del USB300 usando el cable incluido con la impresora. Conecte el cable de alimentación de la impresora en un tomacorriente de pared. Asegúrese de que la impresora esté encendida y cargada con tinta y papel. No es necesario configurar la impresora ni el USB300.

Cómo imprimir

Al imprimir, cargará una, dos o tres imágenes en una “cola de impresión” y después imprimirá una página que contendrá las imágenes. Al seguir estos pasos, solo deberá presionar botones en el USB300; no es necesario presionar botones en la impresora.

1. Después de grabar algunas imágenes, ingrese en el “modo de revisión” al presionar el botón *Select* (seleccionar).
2. Use los botones de avance y retroceso (botones de flecha) para mostrar la imagen que desea imprimir.
3. Presione el botón *Menu* (menú). Se mostrará la pantalla de impresión. Esta pantalla contiene tres opciones: “Back” (atrás), “Print” (imprimir) y “Quick Print” (impresión rápida).
4. Seleccione “Imprimir. De esta manera se cargará la primera imagen de la cola de impresión.
5. Seleccione “Atrás”. Regresará al modo de revisión.
6. Repita los pasos del 2 al 5 para cargar una segunda y tercera imagen en la cola de impresión.
7. Una vez que la tercera imagen esté cargada en la cola de impresión, la página que contiene las tres imágenes se imprimirá automáticamente y la cola de impresión se borrará.

Para imprimir menos de tres imágenes, seleccione “Impresión rápida” después de cargar una o dos imágenes.

Notas sobre la impresión

- El número de caso se imprime en la parte superior de cada página y el número de imagen se imprime junto a cada imagen. Si está utilizando la función de información del paciente, los datos del paciente se imprimirán en la parte superior de cada página (apellido, nombre, etc.).
- En el extremo inferior izquierdo de la pantalla de impresión se muestra la cantidad de páginas restantes en el rollo de papel de la impresora.
- Generalmente, las imágenes que se imprimen corresponden a la sesión actual del paciente. Para imprimir imágenes de sesiones de pacientes anteriores, utilice la función “Patient Review” (revisión de pacientes).³ Para utilizar esta función, vaya al menú Avanzado y seleccione “Storage Management” (gestión de almacenamiento) y después seleccione

¹ Este documento se aplica a las grabadoras de vídeo USB300 que ejecutan la versión de firmware 110701 y superior. Para comprobar la versión de su firmware, utilice la opción Configuración actual en el menú Avanzado. Para obtener documentación sobre versiones anteriores del firmware, visite medicapture.com/support. Para obtener asistencia con la actualización del firmware, envíe un mensaje de correo electrónico a support@medicapture.com.

² Por el momento no se admiten otros modelos de impresora.

³ No disponible en unidades configuradas para grabar en una unidad de red. ©2011 MediCapture Inc.

“Revisión del paciente”. Esto le permitirá visualizar las imágenes de sesiones de pacientes anteriores. Cuando visualice una imagen que desea imprimir, presione el botón *Menú* (paso 3, arriba). Para obtener más información sobre la función “Revisión de pacientes”, consulte la *Guía de usuario de USB300*, que se encuentra disponible en la sección de Asistencia en medicapture.com.

- Si la impresora no está conectada al USB300, la pantalla de impresión no se mostrará cuando presione el botón *Menú* mientras se encuentra en el modo de revisión (paso 3 anterior).