



MEDI CAPTURE

A forma fácil de gravar vídeo e imagens



MediCap® USB200

O MediCap USB200 é a solução de gravação de vídeo completa e mais fácil do setor médico. Seus vídeos e imagens estáticas são gravados diretamente em um pen drive USB ou disco rígido original. Os vídeos gravados possuem qualidade de DVD, mas sem todos os inconvenientes dos discos.



Gravador de Vídeo Médico

Grava de seu endoscópio, artroscópio, câmera cirúrgica, ultra-som, etc. Salva em um pen drive ou disco rígido que pode ser acessado de qualquer computador de sua rede.



Fácil de Usar

É tão fácil de usar que a maioria dos usuários nem consulta o manual. Basta conectá-lo e pronto. Você estará gravando vídeos em questão de minutos após a abertura da caixa.



Categoria Médica

Com seu estojo de aço e o painel dianteiro resistente a fluidos, o USB200 é fabricado para suportar os rigores das salas de operação e é tão compacto que cabe no seu carrinho.

Opções Poderosas

Compatível - versátil - acessível



Disco Rígido USB

Perfeito para arquivar mais de 100 horas de vídeo em um único dispositivo



Teclado USB

Digite os dados do paciente para organizar suas fotos e vídeos



Placa de Rede

Transforme seu USB200 em uma unidade mapeada em sua rede



Pedal

Conecte seu USB200 a um pedal ou disparador de seu aparelho



Especificações do MediCap® USB200

Tipo de dispositivo	Gravador de Vídeo Médico Grava vídeos e imagens estáticas de fontes de vídeo médico padrão em um pen drive USB ou disco rígido USB opcional
Caixa	Caixa em metal rugoso com capa em plástico de alto impacto
Monitor LCD	2,5 pol. Totalmente a cores (só para navegação, não se destina a diagnóstico)
Altifalante	200Hz-15kHz, 1W, (para confirmação de áudio apenas, não se destina a diagnóstico)
Botões	Selados com membrana, resistentes a fluidos
Ent./Saída vídeo	PAL ou NTSC; Ligações S-Vídeo ou BNC composto
Ent./Saída áudio	Ficha estéreo de 3,5 mm
Suporte USB	USB2.0, alta velocidade, 1 conector frontal, 3 conectores posteriores
Funcionamento em rede	Ligação Ethernet T10/100 através do Kit de Atualização de Rede (opcional)
Interruptor de pé	Captura mãos livres Ficha standard de 3.5 mm
Características mecânicas	Tamanho: 240 x 200 x 63mm Peso: 1,7kg (aprox.)
Ambiente	Armazenamento: -40° a +85° C Funcionamento: -20° a +40° C
Potência	AC 100-240V 50/60Hz Ficha de CA de 3 pólos
Suporte de dados	Unidades flash USB ou Unidade de disco rígido USB externa
Formatos de imagem	JPEG, TIFF, PNG, DICOM
Tamanho da imagem	1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 pixels
Formato de vídeo	MPEG2 (qualidade DVD)
Formato de áudio	MPEG1 L2, 2 canais
Certificações	CE 93/42/EEC, UL 60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, CSA C22.2 No.601.1, E 306417, FCC Part 15, FDA Class 1, RoHS
Conteúdo do Kit	MediCap USB200 Unidade flash USB Cabos de vídeo Cabo de alimentação Manual do utilizador



Também Disponível...



MediCap® USB300

Todos os recursos do USB200, mais a gravação de vídeo HD.