

MEDI CAPTURE

## 簡易醫療影像錄製



HD

H.264  
MPEG-4

### MediCap® USB300

MediCap USB300 是醫學界最簡易而且最經濟實惠的高解析度錄影機。它可錄製長達兩星期的高解析度影片到機器本身的內部硬碟，或直接錄到 USB 快閃隨身碟。現在，您可以省去操作 DVD 碟片的麻煩，輕鬆體驗簡易、經濟實惠的高解析度影片。



#### 高解析度醫療錄影機

從內視鏡、關節內視鏡、外科手術用照相機、超音波等儀器錄下高解析度影片，然後儲存到內部硬碟、外接式 USB 隨身碟或網路磁碟機。



#### 容易使用

它很容易使用，無需另外訓練。插上後即可開始使用。打開包裝盒後，您在幾分鐘之內就能開始錄製影片了。



#### 醫療等級

USB300 有著鋼製外殼與防抗液體的正面面板，能經得起手術室的嚴苛情況，同時它小巧不佔空間，可以放在任何一種手術儀器推車上。

# 強大的功能

相容性高—功能多樣—經濟實惠



## 內部硬碟

可儲存一星期以上的高解析度影片 - 亦可使用方便的外接式 USB 快閃隨身碟



## 鍵盤

可輸入患者資料以組合管理您的照片和影片 (選用)



## 網路連線

將您的 USB300 變成您網路上的對應磁碟機



## 踏板

將您的 USB300 連接到您內視鏡的快門扳鈕或連接到踏板 (選用)



背面面板接頭

## 其他產品...



## MediCap® USB200

MediCap USB200 能讓您從任一種具備標準 BNC 或 S-Video 輸出端的類比醫療影像設備輕鬆擷取數位醫療圖像和影片。



## MediCap® USB300 規格<sup>1</sup>

儀器類型	高解析度醫療錄影機 從各種醫療影像來源錄製高解析度影片和靜止畫面儲存到內部硬碟、外接式 USB 隨身碟或網路磁碟機
外殼	堅固耐用的金屬外殼，塑膠面板具有高度耐衝擊性
LCD 螢幕	2 1/2吋全彩 (僅供導覽之用，非供診斷用途)
按鈕	密封薄膜，防抗液體
影像輸入	DVI (用轉接器可輸入 RGB 格式)、HD SDI、S-Video、Composite
影像輸出	DVI (用轉接器可輸出 RGB 和 VGA 格式)
影像格式	H.264 / MPEG4 (1080、720、NTSC、PAL)
圖像格式	JPG、TIFF、BMP、DICOM
網路連接	RJ45 10/100/1000 Ethernet (乙太網路)
內部儲存裝置	內部硬碟，容量 320GB
外部儲存裝置	USB 隨身碟、USB 硬碟 網路磁碟機
USB 支援	USB2.0、高速、 正面一個插口、背面兩個插口
印表機支援	Sony UP-DR80MD 醫療彩色印表機
踏板開關/扳鈕	標準 3.5mm 迷你接頭 (一個用於照片，一個用於影片)
機械規格	尺寸：240 x 200 x 63mm 重量：1.8 公斤
環境條件	保存溫度：攝氏 -40° 至 +85° C 操作溫度：攝氏 -20° 至 +40° C
電源	AC 100-240V 50/60Hz 25W 三孔 AC 插頭
認證	CE 93/42/EEC, UL 60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, CSA C22.2 No.601.1, E 306417, GOST-R FCC Part 15, FDA Class 1, RoHS, PSE
套件內容	MediCap USB300 USB 快閃隨身碟 影像連接線和電源線 使用者指南

<sup>1</sup> 規格可能變更。