

MEDI CAPTURE

Medizinische Archivierung
leicht gemacht



MediCap® USB170

Das MediCap USB170 ist die branchenweit benutzerfreundlichste, voll ausgestattete Bildaufnahmelösung im medizintechnischen Bereich. Ihre Bilder werden direkt auf einem USB-Stick oder einer optionalen Festplatte aufgenommen – diese Methode ist wesentlich einfacher, als Bilder mit einem DVD-Rekorder aufzuzeichnen.



Medizinisches Bildaufnahmegerät

Das MediCap ist noch benutzerfreundlicher als Ihre Pocketkamera für den Urlaub. Es nimmt hochauflösende Standbilder von Ihrem Endoskop, Arthroskop, einer Operationskamera oder einem Ultraschallgerät usw. auf.

Benutzerfreundlich

Es ist so einfach, dass die meisten Benutzer nie in die Gebrauchsanleitung schauen. Einfach anschließen und los geht's. Nur wenige Minuten nach dem Auspacken speichern Sie schon Bilder.

Für den medizinischen Bereich

Sein Stahlgehäuse und flüssigkeitsresistentes Bedienfeld schützen das USB170 vor den Einsatzbedingungen im OP. Außerdem ist es so kompakt, dass es auf jeden Gerätetisch passt.



Leistungsstarke Optionen

kompatibel – vielseitig – günstig



USB-Festplatte

Ideal für die Archivierung tausender Bilder auf einem Gerät



USB-Tastatur

Zur Eingabe von Patientendaten, um Ihre Bildersammlung zu ordnen



Netzwerkkarte

Verwandeln Sie Ihr USB170 in ein Netzlaufwerk in Ihrem Netzwerk



Fußschalter

Schließen Sie Ihr USB170 an den Auslöser am Sucher oder an einen Fußschalter an



MediCap® USB170 Details

Gerätetyp	Medizinisches Bildaufnahmegerät Nimmt Standbilder von medizinischen Standardvideoquellen auf einen USB-Stick oder eine optionale USB-Festplatte auf
Gehäuse	Robustes Metallgehäuse mit Frontabdeckung aus schlagfestem Kunststoff
LCD-Monitor	6,35 cm (2,5 Zoll) Farbdisplay (nur zur Navigation, nicht für Diagnosezwecke)
Tasten	Dichte, flüssigkeitsresistente Folientasten
Video Ein-/Ausgänge	PAL oder NTSC (über Menü wählbar) S-Video- oder Composite (BNC)-Anschlüsse
USB	USB2.0, High-Speed, 1 Frontanschluss, 3 Anschlüsse auf der Rückseite
Netzwerk-betrieb	T10/100 Ethernet-Schnittstelle mittels Netzwerk-Aufrüstset (optional)
Fußschalter/ Auslöser	Freihändiges Aufnehmen 3,5 mm Standard-Miniklinkenstecker
Maße	Abmessungen: 240 x 200 x 63 mm Gewicht: 1,7 kg (etwa)
Umgebung	Lagerung und Transport: -40° bis +85° C Betrieb: -20° bis +40° C
Stromversorgung	AC 100-240V 50/60Hz 3-polige Kaltgerätebuchse
Datenträger	USB-Sticks oder externe USB-Festplatte
Bildformate	JPEG, TIFF, PNG, DICOM
Bildgröße	1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 Pixel
Sicherheits-zertifikate	CE 93/42/EEC, IEC 60601-1:2005, ANSI/AAMI ES60601-1:2005, CAN/CSA C22.2 No.60601-1:2008, E361228, FCC Part 15, FDA Class 1, RoHS, PSE, GOST-R
Inhalt	MediCap USB170 USB-Stick Videokabel Stromkabel Gebrauchsanweisung



Auch erhältlich...



MediCap® USB300

Alle Funktionseigenschaften des USB170, plus HD-Videoaufzeichnung.